



BRAEL - Medical Equipment

ul. Moscickiego 1, PL-24110 Pulawy,
Poland, tel./fax 48-81-4731393

www.brael.com.pl brael@brael.com.pl



Фетальный доплер : UDT-300D

| | |
|-----------------------------|---|
| Модель | UDT-300 |
| Использования по назначению | Обнаружение биения сердца плода |
| Вид излучения | Непрерывное (CW) |
| Дисплей | ЧСС плода , 50-210 уд/мин |
| Питание от сети | 220-230 В , 50 Гц |
| Аудио выход | 10 Вт |
| Ручки | Выключатель питания, громкость |
| Индикаторы | Сердечный ритм |
| Зонд | 2МГц, - для исследования плода с 10 - 12 недель |
| Рабочая частота | 2 МГц |
| Габаритные размеры | 260x200x100 мм |
| Вес прибора | 1,5 кг |
| Стандартные аксессуары | Ультразвуковой датчик , гель |
| Опционально | Наушники |
| Свойства | Система шумоподавления ARC - система авто-наблюдения сигнала и регулировки приёмника |
| Код для заказа | UDT-300D |
| Гарантия | 24 месяцев |

CE 0197

2009-08-31