



## BRAEL - Aparaty Medyczne

ul. Mościckiego 1 24-110 Puławy  
tel.: 81 565 70 77 fax: 81 565 70 78  
[www.brael.com.pl](http://www.brael.com.pl) [brael@brael.com.pl](mailto:brael@brael.com.pl)



Detektor tętna płodu:

**Model: UDT-300**

z głowicą BP2MHz

Przeznaczenie	badanie tętna płodu
Zasilanie	sieciowe 230V lub sieciowe 230V i akumulatorowe
Moc akustyczna	10W
Regulacja głośności	ręczna i automatyczna ARC
Wyjścia	słuchawkowe
Głowica wymienna	BP2MHz, wąskokątna 20 mm
Wyświetlacz	częstość serca płodu FHR
Zakres pomiaru tętna	50-210 bpm
Częstotliwość fali ultradźwiękowej	2 MHz
Wymiary	260x200x100 mm
Waga	1,5kg (UDT-300D) 2,2kg (UDT-300D-R)
Wyposażenie standardowe	głowica wymienna BP2MHz, żel
Wyposażenie na życzenie	słuchawki,
Inne istotne informacje	<b>moduł ARC<sup>®</sup></b> ułatwia odbiór sygnałów
Serwis	BRAEL- Aparaty Medyczne
Kod produktu	UDT-300D (zasilanie sieciowe 230V) UDT-300D-R (zasilanie sieciowe 230 i akumulatorowe)

2016-06-15